



TEST DE CALPROTECTINA

Instrucciones para la recogida de la muestra de heces




Colocar una capa de papel higiénico en el váter y sentarse, si es posible, de cara al mismo.




Mantener el tubo en posición vertical, desenroscar el tapón blanco y extraer el bastoncillo.


¡Ojo, no desenrosque el tapón azul!



Introducir la punta del bastoncillo dentro de las heces y girar antes de volver a sacarla. Repetir el procedimiento entre 3 y 5 posiciones diferentes hasta llenar completamente las ranuras.



Introducir el bastoncillo con cuidado dentro del tubo, empujar hasta la posición final de bloqueo (sentirá y oirá dos clics).



Agitar vigorosamente el tubo durante unos segundos.



Llevar el tubo al laboratorio (extracciones), el día de su cita para el análisis.

Si no pudiera llevarlo el mismo día de la recogida, se puede mantener el tubo en la nevera (máximo 3 días) hasta llevarlo al laboratorio.